

Вспомогательное оборудование

к генетическому анализатору НАНОФОР 05

№	Наименование	Выделение НК	ПреПЦР	ПостПЦР
1	Станция выделения НК COLIBRI (Синтол)	✓		
2	Ламинарный или ПЦР-бокс (LAMSYSTEMS, ДНК-Технология)	✓	✓	
3	Термостат твердотельный с нагреваемой крышкой «Циклотемп-303» (Синтол)	✓		
4	Штатив магнитный для выделения ДНК «М-24» (Синтол)	✓		
5	Отсасыватель медицинский «ОМ-1» (Утёс)	✓		
6	Центрифуга лабораторная «ЭКРОС-6926» (ЭКРОСХИМ)	✓		✓
7	Флуориметр QUBIX для измерения количества НК (Синтол)	✓		✓
8	Микроцентрифуга-вортекс в комплекте с 4 роторами SPINNIX SP-2700 (Синтол)	✓	✓	✓
9	Набор пипеток переменного объема 0,1-2,5 мкл, 0,5-10 мкл, 2-20 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл	✓	✓	✓
10	Штативы «рабочее место» для пробирок на 0,2 мл и 1,5 мл	✓	✓	✓
11	Бытовой холодильник с морозильным отделением (POZIS)	✓	✓	✓
12	Микроцентрифуга-встряхиватель «Циклотемп-901» (Синтол)		✓	✓
13	Микроцентрифуга для стрипованных пробирок «Циклотемп-903» (Синтол)		✓	✓
14	Установка для получения деионизованной воды		✓	✓
15	Амплификатор для 96-луночных планшетов ДТклассик (ДНК-Технология)			✓
16	Амплификатор детектирующий ДТпрайм II (ДНК-Технология)			✓
17	Центрифуга, охлаждаемая, с ротором для 96-луночных планшетов			✓
18	Пипетка 8-ми канальная переменного объема 0,5-10 мкл			✓
19	Магнитный штатив для пробирок объема 0,2 мл			✓
20	«Агарозная кухня» для анализа продуктов ПЦР - камера для горизонтального электрофореза - трансиллюминатор - система гель-документирования - весы - магнитная мешалка - микроволновая печь - pH-метр - заливочный столик и гребенки для геля			✓